

NIR-11BT

検温結果を スマートフォンアプリに 記録できるタイプ



適切な距離で測れる
距離センサー
搭載モデル

日々の結果を
記録・確認できる
専用スマホアプリ
対応モデル

パピッとサーモ CR
品番：NIR-11BT

標準価格：¥7,800 (税別)

販売名：非接触式体温計 CR
認証番号：303AFBZX00063000
JAN：4983621800159

※2023年7月1日以降
ご注文分からの新価格です。



検温しやすい角度に
測定センサー部を回転させる
ことができます。



製品とアプリについて
の詳細情報は
弊社 Web サイト
からご確認ください

実寸大

詳細情報は
中面をチェック!

製品仕様 (NIR-11CR / NIR-11BT 共通)

販売名	非接触式体温計 CR
医療機器認証番号	303AFBZX00063000
測定モード	体温 (舌下温度に換算) 物体表面温度
体温測定範囲	+34.0 ~ +43.0°C (測定部位：額)
体温測定精度	±0.2°C (+35.5 ~ +42.0°C、+15 ~ +35°C 環境) ±0.3°C (上記以外)
物体表面温度測定範囲	0 ~ +100.0°C
物体表面温度測定精度	±4% または ±2.0°C のどちらか大きい値
最小表示単位	0.1°C
測定結果保存数	最新 30 件
パワーセーブ機能	約 1 分間 無操作状態で自動的にパワーセーブモード
電源	単 4 形乾電池 × 2 本
電池寿命	約 6,000 回
使用環境温湿度	+10.0 ~ +40.0°C、 15 ~ 85%RH (但し、結露のないこと)
保管環境温湿度	-25.0 ~ +55.0°C 85%RH 以下 (但し、結露のないこと)
電撃保護の形式と程度	内部電源機器、BF 形装着部
寸法	約 (W) 41 × (H) 153 × (D) 26.5 mm
重量	約 84g (電池含む)
付属品	取扱説明書 (保証書付)、添付文書、収納ケース、 単 4 形乾電池 × 2 本 【NIR-11BT のみ】 Bluetooth データ通信機能スタートガイド

製造販売業者 株式会社 カスタム

本社/関東支店 〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-6-12
TEL: 03-3255-1117 (代表) FAX: 03-3255-1137

関西支店 〒542-0081 大阪市中央区南船場 1-6-12 ブルーク長堀橋ビル 6F
TEL: 06-6262-9950 (代表) FAX: 06-6262-9951

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。●製品の特長を分かりやすく伝えるために、合成画像やハメコ画像を使用しています。また、印刷の関係で実際の製品と色が若干異なる場合があります。●本製品付属の電池は試供用です。市販の通常の電池よりも電池寿命が短いことがあります。●本リーフレットの記載内容は 2023 年 7 月現在のものです。●パピッとサーモは株式会社カスタムの登録商標です。©2021 CUSTOM Corporation Printed in Japan 230703

お問い合わせ

NURSE ANGIE



おでこで
はかる
体温計

最大270°まで回転!
好きな角度で、より測りやすく!

おでこにむけて
最短 **1秒** で
体温測定

みんなで使える
全年齢対象

- 体温測定モード (舌下温度に換算)
- 物体表面温度測定モード
- 3色のバックライトでお知らせ

非接触式体温計 CR
パピッとサーモ
CR

NIR-11CR

「はかる」ボタンを押して、適切な距離まで近づくと、自動で検温するタイプ

適切な距離で測れる
距離センサー
搭載モデル

パピッとサーモ CR
品番：NIR-11CR

標準価格：¥5,800 (税別)

販売名：非接触式体温計 CR

認証番号：303AFBZX00063000

JAN：4983621800142

※2023年7月1日以降
ご注文からの新価格です。



検温しやすい角度に
測定センサー部を回転させる
ことができます。



製品の詳細情報は
弊社 Web サイト
からご確認ください

実寸大

パピッとサーモCR シリーズ体温の測り方

手順 01
測定センサー部を
回転させて
電源を入れます。
この時に検温しやすい
角度に調整してください。

クルッと
まわす

手順 02
「はかる」ボタンを
短く押します。
液晶に大きく「FAR」の
文字が表示されます。

手順 03
検温したい人の
おでこに測定センサーを
近づけます。
検温可能な距離まで近づくと
「ピーッ」と音が鳴って
液晶に体温が表示されます。

パピッとサーモ CR シリーズについて



パピッとサーモCRは、
おでこの温度を測って、
口の中の温度(舌下温度)に換算するタイプの体温
計です。
個人差はありますが、脇下に挟むタイプの体温計よ
り、検温結果が高くなる場合があります。



食品の食べごろ温度の
目安がわかる
物体表面温度測定



衛生的に保管できる
ハードケース付属



みんなで使える
全年齢対象

パピッとサーモ CR 共通機能

検温結果によって
バックライトの色が変わる!



~37.4℃

バックライト色
グリーン



37.5~37.9℃

バックライト色
イエロー



38.0~℃

バックライト色
レッド

NIR-11BT 専用スマートフォンアプリ「ねつメモ」



NIR-11BT 専用アプリ「ねつメモ」

【Bluetooth 規格】

Low Power Energy 5.0(シングルモード)

【対応 OS】※最新の情報は、弊社ホームページをご確認ください。
iOS10.0 以上または Android6.0 以上

【通信距離】

見通し 10 m (最大)

※通信距離は機器の性能や電池残量、周囲の環境などに依存します。



アプリの
ダウンロードはこちらから

【ダウンロードページ URL】 https://www.nurse-angie.jp/support/NIR-11BT_apps.html

2.4 F H 1

本器は国内専用です。海外ではご使用いただけません。

本器は電波法に基づく省電力データ通信システムの無線設備として認証を受けたモジュールを使用しています。Apple、Apple のロゴは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。Bluetooth のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。