



# 上腕式血圧計

品番：ABM-01 標準価格：¥5,400 (税別)

※2022年8月1日以降ご注文分からの新価格です。

静かな動作音と、腕にやさしいやわらかいカフの採用で  
ソフトな装着感で測定できます。

測定可能な  
腕周囲

約22~32 cm

IHB(不規則脈波)お知らせ機能


平均表示 (直近3回分)

血圧分類表示 (5段階)

メモリー機能 (60回分)

昇圧時測定

## 製品特長



### 血圧分類表示(5段階)

測定した血圧値に応じて分類が表示されます。  
※表示に関する詳細情報は同梱の取扱説明書をご確認ください。

表示  
なし




### IHB(不規則脈波)お知らせ機能

脈間隔が15%以上変動した不規則な脈を検知します。

正常時の  
脈波



不規則  
脈波



不規則脈波を検出した場合、  
液晶に マークが点灯し、  
お知らせします。


※ 不規則脈波マークが点灯しても、不整脈かどうかは医師による診断が必要です。何度測定してもマークが点灯する場合は、医師にご相談ください。

## 製品仕様

販売名	上腕式血圧計 ABM-01
測定可能な腕周囲	約 22 ~ 32 cm
電源	単 4 形乾電池 × 4 本 *1
電池寿命	約 400 回 *2
メモリー	過去 60 回分
使用温湿度	+5 ~ 40 °C、15 ~ 90 %RH (結露のないこと)
保管温湿度	-10 ~ 60 °C、10 ~ 90 %RH (電池含まず、結露のないこと)
寸法 (W×H×D)	約 109 × 121 × 69 mm (カフを除く)
重量	約 225 g (電池、カフを除く)
電撃保護	内部電源機器 BF 形装着部
IP 保護等級	IP21
付属品	カフ、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、単 4 形乾電池 × 4 本 *1
JAN コード	

医療機器認証番号	302AFBZX00060000
類別	機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具
一般的名称	自動電子血圧計
医療機器分類	管理医療機器

\*1: 本品に付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも電池寿命が短いことがあります。  
\*2: アルカリ乾電池使用時。使用頻度、使用状態により電池の寿命は短くなります。



## オプション品のご案内

**交換用カフ** (品番: ACF-01)

標準価格: ¥2,100 (税別)

JANコード: 4983621804027

※2022年8月1日以降ご注文分からの新価格です。



詳しい製品情報については、  
Webサイトをご確認ください。

## ご使用上の注意

- 妊婦や子癇前症(妊娠高血圧腎症)の方、体内埋め込み型医用電気機器(ペースメーカーなど)を使用されている方、心臓疾患(心房細動、心室性期外収縮など)の方、血液疾患の方、血管内挿管、治療、動静脈シャントのある方、乳腺切除術を受けた方、あるいは特に皮膚の弱い方は使用前に医師に相談をして下さい。
- 投薬中に使用する場合は、必ず医師の指示に従って下さい。
- 傷口にカフを装着しないでください。傷口がさらに悪化する可能性があります。
- 本品を乳幼児や自分で意思表示ができない人には使用しないでください。事故やトラブルの原因になります。
- ご使用前に添付文書及び、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 他の医療用装置と併用する場合は併用する装置の取扱説明書もよく読み、理解してから正しくお使いください。
- 必要以上の頻度で測定しないでください。血流障害を引き起こす原因になります。

< お問い合わせ先 >

## 製造販売業者 株式会社カスタム

本社 / 関東支店

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12  
TEL: 03-3255-1117 (代表) FAX: 03-3255-1137

関西支店

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-6-12 ブルーク長堀橋ビル6F  
TEL: 06-6262-9950 (代表) FAX: 06-6262-9951

- ・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
  - ・製品の特長を分かりやすく伝えるために、合成画像やハメコミ画像を使用しています。また、印刷の関係で実際の製品と色が若干異なる場合があります。
  - ・NURSE ANGLEは株式会社カスタムの登録商標です。
  - ・本リーフレットの記載内容は2022年7月現在のものです。
- ©2020 CUSTOM Corporation Printed in Japan 220702

< リーフレット管理用 >



4 983621 960525